

## AD-selkätukityyny

---

### *Tyyny, joka tukee kylkiasentoa turvallisesti ja mukavasti*

Duqem-selkätukityyny on tarkoitettu tukemaan kylkimakuuasentoa. Selkätukityynyssä olevan 15 cm leveän liepeen avulla tyyny pysyy paikallaan. Selälleen kierähtäminen ei ole mahdollista.

Tyyny on tukevaa kimmovaahtoa ja nopeasti kehon lämpöön ja painoon reagoivaa viskoelastista vaahtomuovia.

Eritteitä läpäisemätön ja hengittävä hygieniapäällinen on irrottavissa pesua varten.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.



# Dugem®

## Erityisominaisuudet

- Pehmeä viskoelastinen vaahtomuovi antaa hyvät antidecubitus-ominaisuudet
- Liukumattoman pinnan ja 15 cm liepeen avulla pysyy hyvin paikoillaan
- Eritteitä läpäisemätön, hiostamaton ja hengittävä kangas
- Reagoi kehon lämpöön ja painoon
- Sopii koti- ja laitoskäyttöön

## Päällinen

Dugem-hygieniapäällinen on valmistettu ihoystävällisestä kankaasta, jossa on antibakteerisia ainesosia. Vetoketjua peittää tippasuoja.

## Käyttöopastekuva



Viskoelastinen vaahtomuovi ja korkeakimmoinen vaahtomuovi

- Antidecubitus-ominaisuus
- Pitkäaikaishoidossa
- Neurologisten potilaiden hoidossa
- Tehohoidossa

## Tyynyn koko

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
70	40	24

## Hoito-ohjeet

- Pintapyyhintä tarvittaessa neutraaleilla tai antiseptisilla puhdistusaineilla
- Päällinen irrotetaan pesua varten
- Päällinen kestää hyvin konepesua (max 75 °C)
- Ei linkousta, riippukuivatus
- Eritetahradesinfektio
  - Klooriliuos 500-2000 ppm (max 5000 ppm)
  - Etanolipohjaiset desinfektioaineet
  - Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2%)
  - Lämpödesinfektio max 85 °C
- Dugem-istuintyynyn kanssa käytettävä aina hygieniapäällistä
- Tyynyn sisustaa ei suositella pestäväksi

## Paloturvallisuus

SFS-EN 1021:2006, SL 1

## Standardit

