

AD-painehaavatyyny

Suomen hoitolaitoksissa eniten käytetty painehaavatyyny

Duqem-painehaavatyyny on kehon lämpöön ja painoon reagoiva yksiosainen erikoispehmeä tyyny, jolla on erinomaiset antidecubitusominaisuudet. Tyyny on suunniteltu erilaisten riskialueiden paikallishoittoon ja kehon eri osien tukemiseen.

Painehaavatyyny sopii painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja asentohoitoihin niin koti- kuin laitostyössäkin. Joustava viskoelastinen materiaali mahdollistaa tyynyn muotoilun eri käyttötarkoituksiin sopivaksi.

Eritteitä läpäisemätön, neljään suuntaan joustava hygieniapäällinen tukee tyynyn antidecubitusvaikutusta.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.



Erityisominaisuudet

- Pehmeä viskoelastinen materiaali antaa hyvät antidecubitus-ominaisuudet
- Liukumattoman pinnan ansiosta tyyny pysyy hyvin paikoillaan eri alustoilla
- Eritteitä läpäisemätön, hiostamaton ja hengittävä kangas
- Tyynyn korkeus (3cm) on suunniteltu optimaaliseksi
- Monikäyttöinen
- Reagoi kehon lämpöön ja painoon
- Helpottaa hoitoalueen verenkiertoa
- Sopii koti- ja laitospöytätyöhön

Silvosan hygieniapöytä

- Ainutlaatuinen antibakteerinen käsittely
- Kuumasaumatut reunat
- Vetoketju tippalukolla

Silvosan

- Neljään suuntaan joustava kangas
- Silvosan perustuu hopeaioneihin, jotka ovat luonnollisia antimikroobeja bakteereita ja viruksia vastaan (mm. E. Coli, Clostridium Difficile, MRSA, ESBL, VRE)
- Luontoystävällinen ja myrkytön
- Hengittävä
- Materiaali säilyttää antibakteerisen ominaisuutensa usean pesun jälkeenkin

Hoito-ohjeet

- Lämpödesinfektio max 85 °C
- Laitospesu max 75 °C
- Lyhyt linkous
- Rumpukuivaus max 75 °C
- Tarvittaessa pyyhkiä klooriliuoksella (500- 2000 ppm) tai alkoholijohdannaisilla pesuaineilla
- Etanolipohjaiset desinfektioaineet
- Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2%)

Tyynyn koot

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
35	65	3
45	75	3

Käyttömahdollisuudet



Paloturvallisuus

SFS-EN 1021:2006, SL 1

Standardit

